

	FICHA TÉCNICA PROTETOR DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO ORGÂNICO RX-2010	Revisão: 00 Emissão: 06/01/2026 Responsável: Laboratório Pág: 1/2
---	---	---

Nome da empresa: HMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Endereço: Rua Alcício de Carvalho, 414 – Jundiapéba – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: Protetor Sistema De Arrefecimento Concentrado

Biodegradável e Orgânico.

Código: RX 2010 ORG

Aplicação: É um produto concentrado orgânico, biodegradável, à base de glicóis e inibidores de corrosão orgânico com tecnologia OAT (ORGANIC ACID TECHNOLOGY), desenvolvido com a mais alta tecnologia para oferecer máxima proteção ao sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de motocicletas, automóveis, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários.

ADTM D1384. ISENTO DE NITRITOS, AMINAS, FOSFATOS, BORATOS E SILICATOS.

2. Modo de Uso:

Antes de colocar o produto **RX-2010 CONCENTRADO** no radiador, efetue a limpeza completa do sistema de arrefecimento, se necessário, limpe o sistema com o “**LRX-200 LIMPA RADIADOR RADIBRAS**”, conforme instruções do produto. Adicione o **RX-2010 CONCENTRADO** conforme a recomendação do fabricante ou utilizar no sistema de arrefecimento no mínimo 40% de fluido e completar com 60% de água desmineralizada.

3. Precauções de Uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em contato com os olhos, lave com água em abundância. Em caso de ingestão não induza ao vômito e não dê nada por via oral. Procure socorro médico ou o serviço de saúde mais próximo levando a embalagem do produto. Não reutilize a embalagem vazia.

	FICHA TÉCNICA PROTETOR DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO ORGÂNICO RX-2010	Revisão: 00 Emissão: 06/01/2026 Responsável: Laboratório Pág: 2/2
---	---	---

4. Composição:

Monoetilenoglicol, inibidores de corrosão orgânico, propanotriol, antiespumante e corante.

5. Qualidade:

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES
Aspecto Visual	Líquido Límpido
Cor	A reportar
pH (1:2 v/v)	7.5 – 11.5
Corrosão = NBR 13705	Cumprir a norma
Ponto de congelamento (50% diluído)	-13°C
Ponto de congelamento (40% diluído)	-11°C
Ponto de congelamento (30% diluído)	-10°C

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em frasco plástico de 1L, 5L, 20L 50L e Bombonas de 200L.

7. Validade:

Válido por 4 anos, desde que armazenado adequadamente.

Elaborado por: Agda Regina Garantia da Qualidade	Aprovado por: Samantha
--	-------------------------------